

Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus

Neusspray

Natuurlijk hypertoon zeewater

Met etherische olie van

eucalyptus



Lees goed de hele gebruiksaanwijzing voordat u dit middel gaat gebruiken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tijdens een verkoudheid leidt het ontstekingsproces tot een zwelling van het neusslijmvlies, een verstopte neus en meer slijmproductie. Het hypertone* zeewater creëert een drukverschil tussen de oplossing en het slijmvlies (osmotisch effect), wat helpt om de zwelling van de neusholtes te verminderen. Het product maakt het teveel aan slijm zachter en lossen door de mechanische actie van de spray in de neusholte waardoor het helpt bacteriën en virussen uit de neus te verwijderen.

* Hypertone zeewateroplossingen verschillen van isotone zeewateroplossingen doordat de zeezoutconcentratie geoptimaliseerd is tot 2,2% om de neusverstopping efficiënt te verlichten. Die concentratie zorgt er ook voor dat de oplossing zacht genoeg is om verenigbaar te zijn met het neusslijmvlies.

1. WAT IS OTRIVIN ZOUTOPLOSSING PLUS EUCALYPTUS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus is een neusspray zonder conserveermiddel die natuurlijk hypertoon zeewater bevat in combinatie met etherische olie van eucalyptus en extract van wilde munt. De onverdunde oplossing bevat ook de rijkheid aan alle belangrijke mineralen en micro-elementen die in zeewater zitten.

Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus is een natuurlijk ontzwellend middel dat:

- een efficiënte, natuurlijke verlichting geeft bij neusverstopping als gevolg van een verkoudheid of rhinosinusitis door de neuszwelling te verminderen
- helpt om de ontwikkeling van verdere infecties te voorkomen door:
 - zijn zuiverende werking, die de neusholtes vrijmaakt,
 - de in het slijm verstrikte bacteriën en virussen uit de neus te verwijderen door de natuurlijke mechanische actie van de spray in de neusholtes,
- een onmiddellijk gevoel van verlichting en frisheid geeft,
- een niet-drogend effect heeft en de neusholtes bevochtigt.

Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus is geschikt voor kinderen ouder dan 6 jaar en volwassenen.

2. VOORDAT U OTRIVIN ZOUTOPLOSSING PLUS EUCALYPTUS GEBRUIKT.



Gebruik geen gebroken of beschadigd product.

Niet gebruiken als het hulpmiddel er niet meer als origineel uitziet.

Gebruik het product niet als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit middel zitten.

Raadpleeg een arts voordat u de spray gebruikt na een neusoperatie of -verwonding.

Gebruik het product niet bij een kind jonger dan 6 jaar.

Gebruik het product niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Voor kinderen ouder dan 6 jaar en volwassenen: Tot 6 maal per dag , 2 tot 3 verstuivingen in elk neusgat.

Gebruiksaanwijzing:

1. Snuif de neus.
2. Schud de fles voor gebruik.
3. Verwijder de beschermingsdop van de spray, zie **figuur 1**
4. Als u het flesje voor de eerste keer gebruikt, moet u de pomp laden door enkele pompbewegingen uit te voeren tot er een gelijkmatige spray in de lucht wordt afgegeven. Zorg ervoor dat u de spray niet in de ogen of de mond spuit.
5. Houd het flesje recht met de duim op de basis en het neusstuk tussen twee vingers.
6. Leun het hoofd lichtjes voorover en steek het neusstuk in het neusgat, zie **figuur 2**.
7. Spuit terwijl u ademt en adem zacht in door de neus.
8. Herhaal dit in het andere neusgat.
9. Laat het product enkele minuten inwerken. Snuif intussen uw neus niet, maar veeg ze zo nodig af.
10. Snuif daarna de neus indien nodig.

Om hygiënische redenen en om besmetting te vermijden:



Figuur 1



Figuur 2

- Was het neusstuk na elk gebruik met heet water, droog het en plaats de beschermingsdop er op.
- De spray mag maar door één persoon worden gebruikt. Gebruik door meer dan één persoon kan een infectie verspreiden.

3. VOOR UW VEILIGHEID.

Raadpleeg een arts voordat u de spray gebruikt na een neusoperatie of -letsel.

Als nasale symptomen na 7 dagen aanhouden voor volwassenen en kinderen, raadpleeg dan een arts of apotheker.

Niet gebruiken na de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld.

In geval van irritatie van de neus kunnen tijdelijke tintelingen optreden tijdens gebruik.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit middel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. HOE BEWAART U OTRIVIN ZOUTOPLOSSING PLUS EUCALYPTUS?



Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Gebruik het product niet langer dan 6 maanden na de eerste opening.

Bewaren tussen 0°C en 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.


5. OVERIGE INFORMATIE.

Ingrediënten: zeewater (hypertoon met 2,2% zeezout),


hulpstoffen: etherische olie van *Eucalyptus globulus*, menthol gewonnen van uit wilde munt.

Geen conserveermiddel. Geen drijfgas.

Otrivin Zoutoplossing Plus Eucalyptus neusspray is te verkrijgen in een doseerspray van 20 ml.

 Laboratoire de la Mer, Z.A.C de la Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, Frankrijk

Distributeur: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V. Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ, Zeist, Nederland

 medisch hulpmiddel

Datum: februari 2019



Houdbaarheidsdatum



Batchnummer

