

## Otrivin Baby Zoutoplossing

Neusspray

Isotone Zoutoplossing met 0.74% natriumchloride

**Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor u Otrivin Baby Zoutoplossing gebruikt. Indien u nog vragen heeft, stel deze dan aan uw arts, apotheker of drogist.**

Als een gevolg van opeenhoping van slijm, korstvorming en droogheid van het neusslijmvlies hebben baby's, kinderen en volwassenen soms moeite met ademhaling door de neus. Een overvloedige slijmproductie komt voornamelijk voor bij baby's en is een teken van een verstopte neus of een loopneus. Aangezien de baby zelf het neusslijm nog niet kan verwijderen door het neusje te snuiten, kan hij, in deze situaties, moeite hebben met ademen, eten en slapen en kan hij daardoor geïrriteerd en onrustig zijn.

De neus reinigen met behulp van een zoutoplossing kan helpen om een verstopte neus te voorkomen en te verlichten.

### 1. Wat is Otrivin Baby Zoutoplossing en waarvoor wordt het gebruikt?

Otrivin Baby Zoutoplossing is een isotone zoutoplossing. De zoutconcentratie is aangepast om neusirritatie te voorkomen. De oplossing bevat ricinusolie (macrogol glycerol hydroxystearaat) welke bekend is om zijn hydraterende en verzachtende eigenschappen.

Otrivin Baby Zoutoplossing wordt aanbevolen om:

- Zachtjes de neusholten te reinigen wanneer deze verstopt zijn, bv. tijdens een verkoudheid of bij allergische aandoeningen, door het wegwassen van het overtollige slijm of de allergene deeltjes zoals stof of stuifmeel;
- Het geïrriteerde of droge neusslijmvlies te hydrateren in het geval van lichte neusirritaties of als gevolg van een lage luchtvochtigheid (bv. als gevolg van verwarmde ruimtes, ruimtes met airconditioning, bij grote hoogte, vlieguren);
- Verdunt neusafscheidingen, maakt ze los en helpt bij de verwijdering ervan.

### 2. Voor u Otrivin Baby Zoutoplossing gebruikt



Voorzichtig, lees voor gebruik de volgende gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Otrivin Baby Zoutoplossing bevat benzalkoniumchloride, een quaternair ammoniumzout dat een lokale allergische reactie kan veroorzaken bij diegenen die gevoelig zijn voor deze stof.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten (zie ingrediëntenlijst).



Gebruik geen gebroken of beschadigd product.

Men dient een arts te raadplegen als men Otrivin Baby Zoutoplossing wil gebruiken na een neusoperatie of neusletsel.

Vanwege de reinigende eigenschappen, kunt u Otrivin Baby Zoutoplossing het beste eerst gebruiken wanneer u ook een ander product gebruikt wat via de neus moet worden ingenomen (bv. bij verkoudheid of allergische rhinitis).

Otrivin Baby Zoutoplossing kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding, vraag uw arts of apotheker voordat u het gaat gebruiken.

### 3. Hoe gebruikt u Otrivin Baby Zoutoplossing?

De gebruikelijke frequentie van toepassing is 2 tot 4 maal per dag per neusgat.

Geschikt voor baby's, kinderen en volwassenen. Het is aangeraden om medisch advies in te winnen alvorens het te gebruiken bij zuigelingen jonger dan 2 weken.

Voor kinderen jonger dan 11 jaar moet Otrivin Baby Zoutoplossing worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.

Voor ouderen of personen met een beperking kan bij het gebruik van het hulpmiddel de hulp van een volwassene vereist zijn.

Voor baby's en peuters (tot 2 jaar): 1 verstuiving in elk neusgat naar behoefte.

Voor volwassenen en kinderen (ouder dan 2 jaar): 1 tot 2 verstuivingen in elk neusgat naar behoefte.

Om hygiënische redenen en om infecties te vermijden, mag de neusspray slechts door één en dezelfde persoon gebruikt worden.

1. De neus snuiten indien nodig.
2. Voor en na het gebruik van Otrivin Baby Zoutoplossing, was uw handen zorgvuldig.
3. Verwijder het beschermende dopje van de neusspray.
4. Plaats de duim onderaan het flesje en de verstuiver tussen de wijsvinger en middenvinger. Bij het eerste gebruik dient men de neusspray eerst een aantal keer in de lucht te verstuiven om een gelijkmatige verstuiving te krijgen. De neusspray is dan klaar voor gebruik.
5. Breng de punt van de verstuiver voorzichtig in het neusgat. Verstuif en adem tegelijkertijd in via de neus. Herhaal in het andere neusgat.
6. Maak de verstuiver schoon en houd hem droog na gebruik. Plaats het beschermende dopje terug.


### 4. Voor uw veiligheid

Onder normale gebruiksomstandigheden, zoals aangegeven, wordt Otrivin Baby Zoutoplossing heel goed verdragen. Indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product, contacteer dan uw arts of apotheker of drogist.

### 5. Hoe bewaart u Otrivin Baby Zoutoplossing?

**Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.**

Niet gebruiken na de vervaldatum welke vermeld staat op de verpakking.



Bewaar tussen 0°C en 30°C. Bescherm tegen hitte. Bewaar de neusspray in de originele verpakking.

## 6. Verdere informatie


Ingrediëntenlijst: 0.74% natriumchloride, macrogol glycerol hydroxystearaat, benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat watervrij en gezuiverd water.

Otrivin Baby Zoutoplossing is beschikbaar als een neusspray (doseerspray) van 15 ml.



Delpharm Huningue S.A.S., 26 Rue de la Chapelle, 68330 – Huningue, Frankrijk

**Gedistribueerd door:** GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V., Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist

 medisch hulpmiddel

**Datum: July 2018.**

[www.otrivin.nl](http://www.otrivin.nl)